



Doküman Kodu: BL.FR.034

Yayın Tarihi: 15.09.2021

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 1 / 1

Kurum: Cihaz Seri No: Ay: Yıl:

Günlük İşlemler	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sıvı atık kabını boşaltınız																															
Reaktif seviyelerini kontrol edin eksikse tamamlayınız.																															
Boş sayım sıfırlamasını yapınız.																															
Kontrol çalışınız.																															
Gün sonu temizliğini yapınız.																															
Haftalık İşlemler	1.hafta							2.hafta							3.hafta							4.hafta					5.hafta				
Cihazın toz temizliğini yapınız.																															
Probel Clean temizliğini yapınız.																															

Aylık İşlemler	Tarih	Başlangıç
WBC ve RBC temizliğini yapınız.		
6 Aylık İşlemler(Teknik Servis)	Tarih	Başlangıç
Genel temizlik yapınız.		
Enjektör oring kontrolü yapılır, gerekirse değiştirilir.		