



**AMAÇ:** Kan uygulamalarının güvenilir bir şekilde yapılmasının sağlanması.

**KAPSAM:** Kan Transfüzyon Birimi Çalışanları

**SORUMLULAR:** TM Çalışanları ve Sorumlu Doktoru

**UYGULAMA:**

Kan ve kan ürünleri Kızılay'dan hazırlanmış bir şekilde temin edilmekte olup; internal kalite olarak, her hasta için cross yapılacak kan ürününün kan grubu tekrar bakılır. Mikroskopta da bakılıp incelenerek ayrıca teyit edilir. Cross match uygulaması jelli sistemi henüz çalışılmaya başlanmadığından; tüp aglütinasyon yöntemiyle çalışılır. Jel sistemi kullanılmadığından kalibrasyon işlemi de yapılmamaktadır.