



AMAÇ: Hortum kapama cihazının uygun ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamak .

KAPSAM: K.T.M. Çalışanları

SORUMLULAR: K.T.M. Çalışanları

UYGULAMA:

Cihaz POWER düğmesine basılarak açılır. Üstünde yanan yeşil ışık cihazın çalıştığını gösterir. Kapatılmak istenen hortum el ünitesinin ağızına yerleştirilir. SEALER'in (mühürleyen kısım) alt kısmındaki mandal el ile sıkıştırılır. SEALER' in üst kısmındaki kırmızı ışık sönene kadar sıkıştırma işlemine devam edilir. İşlem tamamlanır.