

**ALET YIKAMA SOLÜSYONU**

1. Solüsyon personel tarafından hazırlanır. Birim sorumlusu takip eder.
2. Solüsyon kabına

Hazırlayan Adı-Soyadı:**Hazırlama Tarihi / Saati :**

yazılır.

3. Koruyucu ekipman giyilerek işleme başlanır.
4. Aletler solüsyon içerisine tamamen daldırılır ve 10-15 dk bekletilir.
5. Solüsyon içerisinde fırçalanmış aletler durulanır, kurulanır. Form doldurularak sterilizasyon görevlisine teslim edilir.