



**AMAÇ:**

..... Hastanesi Laboratuvar Biriminde Sedimentasyon cihazının doğru ve verimli şekilde kullanılması.

**KAPSAM:**

Hastane Laboratuvarı

**SORUMLULAR:**

Laboratuvar Sorumlu Hekimi ve Laboratuvar çalışanları (Teknikerler)

**UYGULAMA:**

1. Cihaz 24 saat açıktır.
2. Numuneler siyah kapaklı sodyum tüplere alınır.
3. Alt üst edilip pıhtı olup olmadığı kontrol edilir.
4. Barkod okutulup cihazın boş kutucuklarına yerleştirilir.
5. Sonuçlar prolis ekranına yansıdıktan sonra onaylanıp HBYS ye aktarımı sağlanır.

**CİHAZ TEMİZLİĞİ:**

Rutin kullanıcı bakımı ve kalibrasyon gerektirmez. Gerekli bakım ve kalibrasyon işlemleri firma tarafından gerçekleştirilir.

**İlgili Doküman:**

Cihaz Kullanım Klavuzu