



Doküman Kodu: AH.FR.001 Yayın Tarihi: - Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 0 Sayfa: 1 / 1

Birim / Bölüm: Cihaz Adı / Modeli:

Sterilizatör No: Tarih: / / Saat:

Test Bilgileri

Test Tipi ☐ Bowie-Dick Testi (Vakum Kaçak)

Paket Yerleşimi ☐ Alt raf orta bölge

Program / Döngü

Sıcaklık °C

Basınç kPa / bar

Süre dakika

Batch No

Görsel Değerlendirme Kriterleri

Kontrol Noktası	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
Tüm alanlarda eşit renk değişimi	☐	☐	
Açık ve koyu alan farkı yok	☐	☐	
Bükülme, kırışma, lekelenme yok	☐	☐	
Renk standarda uygun	☐	☐	
Paket zarar görmemiş	☐	☐	

Sonuç

☐ Test Başarılı — Sterilizasyon döngüsü uygun ☐ ☐ Test Başarısız — Neden araştırılmalı, tekrar test yapılmalı ☐

Sonuç Açıklaması

.....