



AMAÇ: Acil Servis temizliğinin kurallara uygun yapılmasını sağlamak.

KAPSAM: Acil Servis

SORUMLULAR: Başhemşire, birim sorumlusu, birim çalışanları ve temizlik personeli.

FAALİYET AKIŞI

1. Atıklar "Ünite İçi Atık Yönetimi Planı"na göre toplanır.
2. Acil Servis "Hastane Genel Temizlik Talimatı"na uygun olarak temizlenir.
3. Acil Servis yüksek riskli alan olduğu için önce su ve deterjanla temizlik yapılır ardından dezenfeksiyonu sağlanır.
4. Acil Servis temizliği Temizlik Personeli tarafından "Acil Servis Temizlik Planı"na göre yapılır.
5. Acil Servis temizliği "Acil Servis Temizlik Kontrol Formu"na göre temizlik personeli tarafından yapılır

ACİL SERVİS TEMİZLİĞİ

Günlük Temizlik

1. Zemin temizliği ve dezenfeksiyonu yüzey temizleyici ve klor tabletle günde 3 kez, gerektiğinde hemen yapılır.
2. Hasta başı paneli serum askıları, monitör mavi bezle yüzey temizleyici ve % 1'lik çamaşır suyu veya klor tablet kullanılarak günde 1 kez ve kirlendikçe silinir.
3. Yatak kenarları ve başlığı, mobilyalar, dolap ve ahşap bölgeler, kapı kolları, elektrik düğmeleri, hemşire çağrı cihazı, pencere önü radyatör, bilgisayar, telefon, hemşire deski mavi bezle yüzey temizleyici ve % 1'lik çamaşır suyu veya klor tablet kullanılarak günde 1 kez ve kirlendikçe silinir.
4. Hemşire odası ve doktor odası yeşil bezle yüzey temizleyici kullanılarak günde 1 kez ve kirlendikçe silinir, temizlenir.
5. Hasta WC lavabo kırmızı bezle yüzey temizleyici ve % 1'lik çamaşır suyu veya klor tablet kullanılarak günde 3 kez ve kirlendikçe temizlenir.
6. Çamaşır arabası, pansuman ve tedavi arabaları mavi bezle yüzey temizleyici ve % 1'lik çamaşır suyu veya klor tablet kullanılarak günde 1 kez ve kirlendikçe silinir.
7. Buzdolabı dış yüzeyi sarı bezle yüzey temizleyici ve % 1'lik çamaşır suyu veya klor tablet kullanılarak günde 1 kez ve kirlendikçe silinir.
8. Steteskop günlük olarak % 70'lik alkolle, EKG aleti puarları ise sabunlu su ile silinerek temizlenir.
9. O2 Jakları günlük ve her hastadan sonra 1/10'lik (1lt su 3klor tablet) solüsyonda 20dak bekletilip yıkanarak dezenfekte edilir.

Haftalık Temizlik

1. Kapılar haftada 1 kez mavi bezle yüzey temizleyici ve % 1'lik çamaşır suyu veya klor tablet kullanılarak silinir, çöp kovaları yıkanır.
2. Aşı dolabı, buzdolabı iç yüzeyi yeşil bezle haftada 1 kez sabunlu su kullanılarak silinir.
3. Vakum haznesi her hasta sonrası içine 3 klor tablet atılarak 20 dakika bekletilir, döktükten sonra % 1'lik çamaşır suyu ile yıkanır, durulanır ve kuru olarak bekletilir. Kullanılmıyor ise haftada 1 kez temizlenir.
4. Laringoskop,ambu maskesi her hastadan sonra, dekontaminasyon sonrası 1/10'lik çamaşır suyu veya klor tabletle 20 dakika bekletilir, distile su ile durulanır ardından kuru olarak saklanır. Hassas parçaları silinerek dezenfekte edilir. Kullanılmıyor ise haftada 1 kez temizlenir.
5. Tansiyon aleti manşon kısmı haftada 1 kez veya kirlendikçe deterjan ve çamaşır suyuyla yıkanır, kurutulur.

Aylık Temizlik

1. Camlar, duvarlar yüzey temizleyici ile ayda 1 kez veya kirlendikçe silinir.
2. Hasta ara perdeleri ayda 2 kez veya kirlendikçe yıkanır.
3. Sıvı sabun kapları her bitiminde % 1'lik çamaşır suyu veya klor tablet kullanılarak yıkanır, durulanır ve kurutulduktan sonra sabun doldurulur, kesinlikle yıkanmadan sıvı sabun ilavesi yapılmamalıdır.

Kullanım sonrası hemen yapılan temizlik

1. Çarşaf ve hasta yatakları temizlenir.
2. Laringoskop,ambu maskesi "Malzemelerin, Araç Gereçlerin Temizliği, Dezenfeksiyon Sterilizasyonu Talimatı"na uygun olarak temizlenir.
3. Temizlik malzemelerinin temizliği yapılır.

İlgili Dokümanlar:

1. Ünite İçi Atık Yönetimi Planı
2. Hastane Genel Temizlik Talimatı
3. Acil Servis Temizlik Planı'na
4. Acil Servis Temizlik Kontrol Formu'na
5. Malzemelerin, Araç Gereçlerin Temizliği, Dezenfeksiyon Sterilizasyonu Talimatı