



Doküman Kodu: DH.FR.017

Yayın Tarihi: 15.09.2021

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 1 / 1

BEBEK BİLGİLERİ						Doğum Saati:		BARKOD							
Doğum Tarihi :						Bileklik No:		Apgar Skoru doğumdan sonra 1. ve 5. dakikalarda bakılır. 5. dk'da Apgar skoru 7 den düşükse, 20 dk ya kadar her 5 dk da bir ek skorlar alınmalıdır. Yenidoğan canlandırması gereken hastaya Preduktal Spo2 düzeyleri alınır.							
Doğum Şekli:						Boy:									
Canlı []			Ölü []			Baş çevresi:									
Cinsiyet:			Kilo:			Göğüs çevresi:									
APGAR	1. dk	5. dk	10. dk	15. dk	20.dk	Spo2 düzeyleri									
Deri Rengi (A)						1. dk									
Nabız (P)						2. dk									
Refleks (G)						3. dk									
Kas Tonusu (A)						4. dk									
SolunumÇb(R)						5. dk									
Toplam Puan						10. dk									
BEBEK İZLEM		Doğum	30 dk	1 saat	3 saat	5 saat	8 saat	12 saat	17 saat	24 saat	48 ssat	Taburcu	Hemşire		
Vucut ısısı (ateş)															
Göbek bakımı															
Hepatit B aşısı															
Libavit K															
Göz Damlası															
Dışkı (48 saat max)															
İdrar (24 saat max)															
Emme, emzirme tekniğini anlatımı															
HBS immün globülün															
Aşı kartının verilmesi															
Doğum raporu															
İşitme -Tarama testi															
Tarama testi															
BEBEKLE İLGİLİ DİĞER GÖZLEMLER/ DR. ORDER HBsAg. 10 mcg İ.M. K vit 1 mg İ.M.		ANNE PARMAK İZİ						BEBEK AYAK İZİ							